



**LABinside**

**TIP, TUBE & PLATE**  
PCR, LIQUID HANDLING, STORAGE



*refeel*

팁을 새롭게 느낀다 ...

**REFILL TIP**

[labinside.com](http://labinside.com)

# refeel

High Quality  
**Total Recovery**

## Low Binding Tips

랩인사이드 Total Recovery Tip은 실험의 재현성과 정확성을 위해 제작된 특수 팁입니다. 새로운 폴리머 소재는 실리콘 처리된 제품에 비해 시료의 안정성을 보장하며, 팁 표면을 소수성으로 유지해 피펫팅시 팁 내에 잔류하는 샘플의 양을 현저히 감소시켜 줍니다. 팁 표면의 최소 샘플 잔류는 PCR, RT-PCR, DNA sequencing 등의 민감하고 정확성을 요구하는 실험에 적용하기 충분합니다.

LABWORLD  
Certified  
PCR

PCR 반응에 가장 적합한 최신의 튜브와 팁 제작 기술이 적용된 제품

1  
RAW MATERIAL

최고 순도의 원료로 제조된 제품

YES  
STERILE

멸균된 제품

FREE  
DNA/RNA  
DNase/RNase

외래 DNA/RNA, DNase/RNase의 오염이 없는 제품

1  
single use

일회용 제품

autoclavable

오토클레이브 가능 제품

## refeel 'REFILL TIPS'



Cat No.	Description
HT.10.SF	10 µl Refill Tip (96Tips / Rack) 10Racks / Case , 10Cases / Box
HT.200.SF	200 µl Refill Tip (96Tips / Rack) 10Racks / Case , 10Cases / Box
HT.1K.SF	1000 µl Refill Tip (96Tips / Rack) 8Racks / Case , 5Cases / Box

## 'RACK TIPS'



Cat No.	Description
HT.10.SR	10 µl Rack Tip (96Tips / Rack) 10Racks / Case , 5Cases / Box
HT.200.SR	200 µl Rack Tip (96Tips / Rack) 10Racks / Case , 5Cases / Box
HT.1K.SR	1000 µl Rack Tip (96Tips / Rack) 10Racks / Case , 5Cases / Box

## 'FILTER TIPS'



Cat No.	Description
HT.10.SH	10 µl Filter Tip (96Tips / Rack) 10Racks / Case , 5Cases / Box
HT.200.SH	200 µl Filter Tip (96Tips / Rack) 10Racks / Case , 5Cases / Box
HT.1K.SH	1000 µl Filter Tip (96Tips / Rack) 10Racks / Case , 5Cases / Box



RACK에 꽂혀있는  
**LOW BINDING TIP**을  
**STERILE**까지 한 제품은  
*refeel*입니다



## 사용법



그렇다면,  
이런 제품을 *refeel*보다  
싸게 구 할수 있는 방법은?

옆실험실에서 훔쳐 오는게 유일한 방법입니다.